

FICHA TÉCNICA

Ventilador Pulmonar - Equipamento EQ002

Código: EQ002	Equipamento: Ventilador Pulmonar	Situação: Ativo
----------------------	---	------------------------

1. Dados do Documento

Tipo de Documento	Ficha Técnica
Nome	Ficha Ventilador
Data do Documento	20/06/2026
Validade	09/11/2027
Fornecedor	MedSupply
Observações	Sem observações registradas.

2. Identificação do Equipamento

Código Patrimonial	EQ002
Descrição	Ventilador Pulmonar
Aplicação	Suporte ventilatório em ambiente hospitalar, conforme indicação clínica e configuração do equipamento.
Local de Uso	Unidade assistencial / sala de atendimento definida pela instituição.
Responsável Técnico	Engenharia Clínica / equipe responsável pela gestão do parque tecnológico.

3. Especificações Técnicas de Referência

Alimentação Elétrica	100-240 V AC, 50/60 Hz, com proteção contra variações de energia conforme instalação hospitalar.
Bateria Interna	Autonomia aproximada de até 2 horas, dependente do estado da bateria e dos parâmetros configurados.
Modos Ventilatórios	VCV, PCV, PSV/CPAP, SIMV e modos equivalentes, conforme configuração do modelo instalado.
Volume Corrente	Faixa de referência: 20 a 2000 mL.
Pressão Inspiratória	Ajustável conforme prescrição e limites definidos pelo fabricante.
PEEP	Faixa de referência: 0 a 30 cmH2O.
FiO2	21% a 100%, conforme disponibilidade de gases e mistura configurada.
Alarmes	Alta/baixa pressão, volume, apneia, desconexão, falha elétrica, bateria baixa e falha de sistema.

4. Acessórios e Componentes

Circuito Respiratório	Circuito compatível com o equipamento e com o perfil do paciente, conforme protocolo institucional.
Filtros	Filtros bacteriológicos/virais e HME/HMEF quando indicados, respeitando prazo de troca.
Sensores	Sensor de fluxo, sensor de oxigênio e sensores de pressão calibrados.
Cabos e Mangueiras	Cabo de alimentação íntegro, mangueiras de ar e oxigênio sem vazamentos, dobras ou danos visíveis.

5. Segurança Operacional

Item	Orientação	Periodicidade
Inspeção visual	Verificar integridade física, limpeza, tela, alarmes e conexões antes do uso.	Antes de cada uso
Teste de alarmes	Executar autoteste ou rotina de teste indicada pelo fabricante.	Antes de cada uso
Calibração	Calibrar sensores de fluxo, pressão e oxigênio conforme orientação técnica.	Conforme manual
Bateria	Testar autonomia e verificar mensagens de falha ou degradação.	Mensal
Manutenção preventiva	Realizar por profissional habilitado, com registro em ordem de serviço.	Programada

6. Limpeza e Desinfecção

Realizar limpeza externa com pano macio e solução compatível com equipamentos eletromédicos. Não aplicar líquidos diretamente sobre conexões, entradas de ar, tela ou painel. A desinfecção de circuitos e acessórios deve seguir o protocolo da instituição e as instruções do fabricante.

7. Registro e Controle

Controle Documental	Este documento deve permanecer vinculado ao equipamento EQ002 no sistema de gestão.
Próxima Revisão Recomendada	Antes do vencimento em 09/11/2027 ou sempre que houver alteração técnica relevante.
Evidências	Anexar certificado de calibração, registros de manutenção e manual do fabricante quando disponíveis.

8. Observação Importante

Esta ficha é um modelo de apoio baseado nas informações do equipamento apresentadas. Os parâmetros técnicos podem variar conforme marca, modelo, versão de software e acessórios instalados. Validar sempre com o manual oficial do fabricante, normas aplicáveis e equipe de Engenharia Clínica antes de utilizar em processo regulatório ou assistencial.

Elaborado por	Conferido por	Aprovado por
_____	_____	_____
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____	Data: ____/____/____